



Název výrobku: **Malachitová zeleň na Ziehl-Neelsen**

Kód výrobku: **98301**

Zkratka výrobku: **R-ZNMZ**

Návod k použití

Použití:

Kontrastní dobarvení preparátů v procesu barvení dle Ziehl Neelsena. (Barvení acidorezistentních mikroorganizmů dle Ziehl – Neelsena se používá pro barvení vzorků/preparátů podezřelých z přítomnosti mykobakterií. Tyto mikroorganizmy barvivo špatně přijímají, ale přijaté barvivo v nich pak zůstává i při odbarvování kyselinami či alkoholem.)

Princip:

Složení buněčné stěny (vysoký obsah lipidů) acidorezistentních mikroorganizmů ztěžuje jejich barvení a to je pak možné jen s přídavkem mořidla nebo barvením za horka. Obarvená mykobakteria nelze následně odbarvit ani směsí alkoholu s HCl, proto se označují, jako acidorezistentní. Kontrastní dobarvení umožňuje lépe vyniknout případným acidorezistentním bakteriím (růžové) na dobarveném pozadí.

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Malachitová zeleň 10,0

Uchovávání:

Barvící roztok se uchovává v tmavé láhvvi, při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční záření.

Datum exspirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup:

roztok je připraven k přímému použití pro barvení metodou dle Ziehl – Neelsona.

K barvení dle Ziehl - Neelsona je koncentrovaný roztok karbolfuchsinu používán v sadě s dalšími roztoky.

- Tenký stejnoměrný nátěr vzorku se usuší na vzdachu
- Vzorek se fixuje plamenem a sklíčko se nechá vychladnout

Datum účinnosti: 1.1.2011

Vydání: 2

Výtisk: 1

Strana: 1 (celkem 2)



V I A M A R
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR



- Sklíčko se polije koncentrovaným karbolfuchsinem a opatrně se zahřívá až do výstupu par. Barvivo nesmí vřít ani se odpařit; dle potřeby se přidává a nechá se působit 5 minut.
 - Barvivo se slije a opláchne proudem vody.
 - Preparát se odbarvuje odbarvovacím roztokem, dokud barvivo odtéká, obvykle 2 – 3 minuty. Silnější nátěry vyžadují delší dobu odbarvovaní. (Nebo se sklíčko polije odbarvovacím roztokem na celkem 10 minut, s výměnou roztoku po 5 minutách).
 - Preparát se opláchne vodou.
 - Preparát se dobarví kontrastním barvivem (methylenová modř nebo malachitová zeleň); obvykle 30 – 60 sekund, dle povahy nátěru.
 - Dobarvený preparát se dobře opláchne vodou a po usušení se prohlíží mikroskopem.

Interpretace výsledků:

acidorezistentní baktérie se barví červeně, ostatní organizmy a pozadí se obarví zeleně.

Poznámka:

pozitivní nález acidorezistentní bakterie poskytuje pouze orientační či předběžnou informaci o přítomnosti *M. tuberculosis* ve vzorku. Kultivační (ev. další) metody by měly následovat.

Falešnou pozitivitu lze spatřit např. z důvodu obarvení buněčných zbytků. Různý stupeň acidorezistence mohou vykazovat i některé aktinomycety, bakteriální spory, askospory některých kvasinek, *Rhodococcus spp.*, apod.

Negativný výsledek baryení neznamená, že vzorek kultivace bude negativní.

Kontrola kvality:

Stáří kultury, pH kultivačního média a kvalita nátěru může mít vliv na výsledky barvení.

Kontrolní kmeny:

Mycobacterium tuberculosis červené zbarvení, zelené pozadí

Balení výrobku:

Roztok o objemu 1000 ml plníme do hnědé skleněné láhve.