



COLI

Detekčný prúžok pre mikrobiológiu / Diagnostic strip for microbiology / Detekční proužek pro mikrobiologii / Mikrobiológiai tesztcsík



IVD

**SÚHRN A VYSVETLENIE**

COLI je detekčným prúžkom pre screeningovú identifikáciu *Escherichia coli*. Detekčný prúžok vykazuje farebnou zmenu tvorbu indigového farbiva na základe metabolismu vyšetrovaných vzoriek.

**PRINCÍP**

Rozklad substrátu 4-nitrofenyl-b-D glukuronidu je sprevádzaný farebnou zmenou a vývinom žltého sfarbenia detekčnej zóny indikujúcej pozitívny výsledok testu GLR. Rozklad substrátu L-tryptofánu je sprevádzaný farebnou zmenou a vývinom ružového sfarbenia detekčnej zóny indikujúcej pozitívny výsledok testu IND.

**OBSAH SÚPRAVY**

- 50 ks detekčných prúžkov pre 50 stanovení
- informačný leták

**VAROVANIE A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE**

- Len pre diagnostické použitie *in vitro*.
- Len pre profesionálne použitie.
- Dodržiavajte presné pracovné návod!
- Akékoľvek vzorky a inokulované produkty sa musia považovať za potenciálne infekčné a pri manipulácii s nimi je treba rešpektovať obvyklé bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.
- Nepoužívajte produkt po dátume expirácie.
- Pred použitím skontrolujte, či je obal nepoškodený. Poškodené súpravy nepoužívajte.

**PODMIENKY SKLADOVANIA**

COLI je možno skladovať v tme pri teplote +2 až +8°C.  
Exspirácia je uvedená na etikete každého balenia.

**POTREBY PRE PRÁCU S COLI**

IND reagent (Ref. 3002)  
Skúmavky s 0,5 ml fyziologického roztoku

**PRACOVNÝ POSTUP**

1. Pripravte si v skúmavke s fyziologickým roztokom hustú bakteriálnu suspenziu ( $\geq 3$  McF).
2. Vložte diagnostický prúžok COLI.
3. Inkubujte v termostate pri teplote  $35 \pm 2^\circ\text{C}$ .
4. Po 2 hodinách inkubácie odčítajte výsledok testu GLR. V prípade negatívneho výsledku predĺžte inkubáciu na 4h.
5. Po odčítaní testu GLR prkvapnite 2 kvapky IND reagantu a po 5 minútach vyhodnotte výsledok testu IND.

**INTERPRETÁCIA VÝSLEDKU**

**Pozitívny výsledok testov GLR (žltá) a súčasne IND (ružová) indikuje *Escherichiu coli*.**

Pre overenie funkčnosti súpravy použite nasledujúci kontrolný kmeň:

Bakteriálny kmeň	CCM / ATCC	GLR	IND
<i>Escherichia coli</i>	4225 / 35218	žltá	ružová

CCM: Česká zbierka mikroorganizmov, Masarykova univerzita Brno, Kamenice 5, 625 00 Brno, ČR, tel. +420549491430, e-mail: ccm@sci.muni.cz

**TIP:** používajte negatívnu kontrolu - postupujte podľa návodu, len bez bakteriálnej kultúry.

Komponenty súpravy neobsahujú nebezpečné látky.

Dátum poslednej revízie: 10. 3. 2014

**SUMMARY AND EXPLANATION**

COLI is a detection strip used for screening identification of *Escherichia coli*. Detection strip shows colour change by creating indigo colour on the base of metabolism of examining samples.

**PRINCIPLE**

Breakdown of substrate 4-nitrophenyl-b-D glucoronide is attended by colour change and by creating of yellow colouring of detection zone, this indicates positive result of GLR test.

Breakdown of substrate L-tryptophan is attended by colour change and by creating of pink colouring of detection zone, this indicates positive result of IND test.

**DIAGNOSTIC KIT CONTAINS:**

- 50 test strips for 50 determinations
- information leaflet

**WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS**

- For *in vitro* diagnostics use.
- For professional use only.
- Follow the instructions exactly!
- Used strips should be considered as potentially infectious and obvious safety valid regulations must be respected when handling.
- Observe common safety measures according to the regulations of your country.
- Before use, check if the packaging is intact. Do not use damaged kit.

**STORAGE**

At dark place at +2 to +8 °C. Expiration date is placed on the label of each package.

**REQUIRED MATERIALS**

IND reagent (Ref. 3002)  
Tube with 0,5 ml of saline solution

**RECOMMENDED PROCEDURE:**

1. Prepare thick bacterial suspension ( $\geq 3$  McF) into the tube with saline.
2. Put in diagnostic strip COLI.
3. Incubate in thermostat by  $35 \pm 2^\circ\text{C}$ .
4. Evaluate result of GLR test after 2 hours. Extend incubation for 4h in case of negative result.
5. Add 2 drops of IND reagent after evaluation of GLR test and evaluate result of IND test after 5 minutes.

**INTERPRETATION OF REACTION**

**Positive result of tests GLR (yellow) and IND (pink) indicate *Escherichia coli*.**  
For the need of own proof function, use following recommended bacterial strains:

Bacterial strain	CCM / ATCC	GLR	IND
<i>Escherichia coli</i>	4225 / 35218	yellow	pink

CCM: Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic, tel. +420549491430, e-mail: ccm@sci.muni.cz

**TIP:** Use negative control – follow recommended procedure, but without bacterial culture.

Kit components doesn't contain hazardous substances.

Last revision date: 10. 3. 2014



COLI

Detekčný prúžok pre mikrobiológiu / Diagnostic strip for microbiology / Detekční proužek pro mikrobiologii / Mikrobiológiai tesztcsík



IVD

**SOUHRN A VYSVĚTLENÍ**

COLI je detekčním proužkem pro screeningovou identifikaci *Escherichia coli*. Detekční proužek vykazuje barevnou změnu tvorbu indigového barviva na základě metabolizmu vyšetřovaných vzorků.

**PRINCIP**

Rozklad substrátu 4-nitrofenyl-b-D glukuronidu je provázen barevnou změnou a vývinem žlutého zbarvení detekční zóny indikující pozitivní výsledek testu GLR. Rozklad substrátu L-tryptofanu je doprovázen barevnou změnou a vývinem růžového zbarvení detekční zóny indikující pozitivní výsledek testu IND.

**OBSAH SOUPRAVY**

- 50 ks detekčních proužků pro 50 stanovení
- informační leták

**VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ**

- Jen pro diagnostické použití *in vitro*.
- Jen pro profesionální použití.
- Dodržujte přesně pracovní návod!
- Jakékoli vzorky a inkulované produkty považujte za potencionálně infekční a při manipulaci s nimi je třeba respektovat obvyklé bezpečnostní opatření podle platných předpisů.
- Nepoužívejte produkt po datu expirace.
- Před použitím zkонтrolujte neporušenosť obalu. Poškozené soupravy nepoužívejte.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:**

COLI je možné skladovat při teplotě +2 až +8 °C.  
Expirace je uvedena na etiketě každého balení.

**POTŘEBY PRO PRÁCI S COLI**

IND reagent (Ref. 3002)  
Zkumavky s 0,5 ml fyziologického roztoku

**PRACOVNÍ POSTUP**

1. Připravte si ve zkumavce s fyziologickým roztokem hustou bakteriální suspenzi ( $\geq 3$  McF).
2. Vložte diagnostický proužek COLI.
3. Inkubujte v termostatu při teplotě  $35 \pm 2$  °C.
4. Po 2 hodinách inkubace odečtěte výsledek testu GLR. V případě negativního výsledku prodlužte inkubaci na 4h.
5. Po odečtení testu GLR přikápněte 2 kapky IND reagent a po 5 minutách vyhodnotte výsledek testu IND.

**INTERPRETACE VÝSLEDKU**

**Pozitívny výsledek testu GLR (žlutá) a současně IND (růžová) indikuje *Escherichiu coli*.**

Pro ověření funkčnosti soupravy použijte následující kontrolní kmen:

Bakteriální kmen	CCM / ATCC	GLR	IND
<i>Escherichia coli</i>	4225 / 35218	žlutá	růžová

CCM: Česká sbírka mikroorganismů, Masarykova univerzita Brno, Kamenice 5, 625 00 Brno, tel. +420549491430, e-mail: ccm@sci.muni.cz

**TIP:** použijte negativní kontrolu – postupujte podle návodu, jen bez bakteriální kultury.

Komponenty soupravy neobsahují nebezpečné látky.

Datum poslední revize: 10. 3. 2014

**ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT**

A COLI tesztcsík a klinikai mintákból izolált *Escherichia coli* törzsek gyors azonosítására alkalmas. A vizsgált minták anyagcseréjekor keletkező indigókarmin kiumutatására szolgál, színváltozás egységevel.

**ELJÁRÁS ELVE**

A tesztcsík reagens zónájában a 4-nitrofenyl-b-D glükuronidáz enzim felbomlását színreakció kíséri. A sárga szín megjelenése a reagens zónában indukálja a GLR teszt pozitív eredményét.

Az L-triptofán bomlását szintén színreakció kíséri, a tesztcsík reagens zónájában rózsaszín szín megjelenése indukálja az IND teszt pozitív eredményét.

**A KÉSZLET TARTALMA**

- 50 db tesztcsík 50 kumutatáshoz
- információs útmutató

**FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK**

- Kizárolag *in vitro* diagnosztizáláshoz.
- Kizárolag laboratóriumi használatra.
- Tartsuk be a pontos munkamenetet!
- minden minta potenciálisan fertőzőnek tekintendő, kövesse a fertőző anyagok kezeléséhez előírt módszereket és előírásokat.
- Lejárt szavatosságú terméket ne használunk.
- Használat előtt ellenőrizzük a csomagolást. Sérült készletet ne használunk.
- A Lejárt szavatosságú vagy sérült készleteket a munkahely belső előírásainak megfelelően semmisítsük meg, az erre érvényes rendeletekkel összhangban. A csomagolányagot selektív hulladékként tároltsuk el.

**TÁROLÁSI FELTÉTELEK**

A COLI tesztcsíkokat sötét helyen +2 - +8 °C tároljuk. A szavatossági idő a csomagoláson van feltüntetve.

**MUNKAESZKÖZÖK**

- IND reagens (Ref. 3002)
- 0,5 ml NaCl (fiziológiai sóoldat)

**MUNKAMENET**

1. Készítsünk a kémcsőben a tenyészetből homogén szuszpenziót, a szuszpenzió sűrűsége  $\geq 3$  McF.
2. Helyezzük a testcsíkot a kémcsőbe.
3. Inkubáljuk  $35 \pm 2$  °C - on 2 órán keresztül. Abban az esetben, ha a eredmény negatív, inkubáljuk 4 órán át.
4. 1-2 órai inkubáció után olvassuk le a GLR teszt eredményét.
5. A GLR teszt értékelése után cseppekből a kémcsőbe 2 csepp IND reagenst és 5 perc elteltével értékeljük az IND tesztet.

**EREDMÉNY INTERPRETÁCIÓ**

**A GLR (sárga) és IND (rózsaszín) tesztek eredménye indukálja az *Escherichia coli* jelenlétért.**

A készlet megbízhatóságának ellenőrzéséhez az alábbi kontrolltörzseket ajánljuk:

Baktérium törzs	CCM / ATCC	GLR	IND
<i>Escherichia coli</i>	4225 / 35218	sárga	rózsaszín

CCM: Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic, tel. +420549491430, e-mail: ccm@sci.muni.cz

**JAVASLAT:** használjon negatív kontrollt, a használati utasítás szerint járjon el - baktériumtörzs használata nélkül.

A készlet veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Ellenőrizve: 10. 3. 2014