



Název výrobku: **Schaedler bujón 5ml**
Kód výrobku: **98352**
Zkratka výrobku: **Z-SCHB5**

Návod k použití

Použití:

Schaedler bujón je vhodný pro kultivaci anaerobních mikroorganismů.

Barva media:

Jantarově žlutá

Princip:

Schaedler bujón je medium bohaté na růstové faktory jako je hemin a doplněné redukcími látkami jako je cystein a glukóza, je dokonale přizpůsobené na růst všech anaerobních mikroorganismů.

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Bujón Trypton-casein-sója	10,0
Speciální pepton	2,5
Kvasničný extrakt	5,0
TRIS pufr	3,0
L-cystein	0,4
Hemin	0,01
Glukóza	5,0


Výsledné pH $7,6 \pm 0,2$

Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 1 (celkem 2)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR



Pracovní postup

Inokulace:

Inokulujte standardním způsobem

Inkubace:

Inkubujte po dobu 18-24 hodin při 37 °C

Kontrola kvality:

Bacteroides fragilis CCM 4712 růst


Clostridium perfringens CCM 4435 růst

Streptococcus pyogenes CCM 4425 růst

Balení výrobku:

Zkumavky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 2 (celkem 2)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

