



Název výrobku: **Pufr pro cytologii - 125 ml**

Kód výrobku: **98277**

Zkratka výrobku: **R-CYT125**

Návod k použití

Použití:

Ředící roztok pro použití v cytologii.

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Dihydrogenfosforečnan draselný	0,38
Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát	2,64

Výsledné pH $7,2 \pm 0,1$

Uchovávání:

Médium uchovávat při pokojové teplotě.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.


Pracovní postup:

Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.

Balení výrobku:

Roztok o objemu 125 ml plníme do NTS láhve.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

