



Název výrobku: **Barvicí roztok KATO 1000 ml**  
Kód výrobku: **98345**  
Zkratka výrobku: **R-KATO1000**

## Návod k použití

### Použití:

Roztok k barvení vajíček parazitů.

### Teoretické složení (g/l destilované vody):

Malachitová zeleň	0,36
Glycerol	500,0

### Uchovávání:

Médium uchovávat při pokojové teplotě.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

### Pracovní postup:

Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.


### Kontrola kvality:

vajíčka parazitů                      char. zbarvení

### Balení výrobku:

Roztok o objemu 1000 ml plníme do hnědé skleněné láhve.

Datum účinnosti: 1.1.2011  
Vydání: 2  
Výtisk: 1  
Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**  
International s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
14000 Praha 4, ČR

