

## Návod k použití

**Název** KATO barvicí roztok  
**Kód** 98386  
**Zkratka** R-KATO

**Použití** Roztok k barvení vajíček parazitů.

<b>Teoretické složení</b> g/l destilované vody	Malachitová zeleň	0,18
	Glycerol	600,0
	Fenol	30,0

**Uchovávání** Médium uchovávat při pokojové teplotě.  
Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

**Pracovní postup** Roztok je připraven k přímému použití dle standardního postupu.

**Kontrola kvality** vajíčka parazitů charakteristické zbarvení

**Balení výrobku** Roztok o objemu 500 ml plníme do hnědé skleněné láhve.

