

AUTOMATICKÉ ŘEŠENÍ TESTOVÁNÍ ESR

VESMATIC 5 | CUBE 30 TOUCH | MINI CUBE



- ✓ Přímé stanovení ze vzorků plné krve / EDTA
- ✓ Automatická detekce pediatrických vzorků
- ✓ Výsledky za 20 - 25 minut
- ✓ Ovládání pomocí dotykové obrazovky
- ✓ Analýza přímo ze zkumavek na krevní obraz
- ✓ Rychlost výsledků navazuje na analýzu KO
- ✓ Průběžné i sériové vkládání vzorků
- ✓ Bez odpadních kapalin

VÝROBCE:

DIESSSE
DIESSSE

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR:

BIG | **BioVendor**
LM®

VesMatic 5 – ESR pro velké laboratoře

- uspokojí velké nemocniční laboratoře i velkokapacitní laboratoře laboratorních řetězců
- 18 stojanů a 89 pozic na vzorky
- identifikace lipemie, hemolýzy, sraženiny a špatného označení vzorků založená na umělé inteligenci
- načítání kódů pomocí zabudované kamery s vysokým rozlišením.



Cube 30 touch – ESR pro střední a menší laboratoře

- automatický přístroj vhodný do většiny laboratoří
- 30 vzorků do 25 min., současně a přímo ze zkumavek na krevní obraz
- míchání vzorků v analyzátoru kompletním zkumavek
- vestavěná čtečka čárových kódů a tiskárna

Mini Cube – ESR pro malé laboratoře a ordinace lékařů

- vhodný i jako POCT na nemocniční oddělení
- 4 vzorky do 20 min., současně a přímo ze zkumavek na krevní obraz
- připojitelná čtečka čárových kódů a tiskárna



B|G BioVendor
LM®

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Karásek 1767/1, 621 00 Brno,
Česká republika
+420 549 124 111
www.biovendor.cz

Mgr. Viktor Valtera

Key Account Manager
Jižní a střední Morava
+420 606 646 829
valtera@biovendor.cz

