

98404 CIN agar CIN

Datum výroby: 13. 9. 2024

Šarže: **CIN-0263**

Expirace: 12. 12. 2024

| Test | Standard | Výsledek |
|--------------------------------------|-----------|----------|
| Označení | viz. výše | |
| Fyzikálně chemické vlastnosti | | |
| sterilita 72 hod 22 °C | sterilní | vyhovuje |
| sterilita 72 hod 37 °C | sterilní | vyhovuje |
| Růstové vlastnost | | |
| Escherichia coli CCM 3954 | inhibice | vyhovuje |
| Staphylococcus aureus CCM 3953 | inhibice | vyhovuje |
| Salmonella enteritidis CCM 4420 | inhibice | vyhovuje |
| Yersinia enterocolitica CCM 5671 | char.růst | vyhovuje |