

98025 Krevní agar 5 % (Columbia) KA

Datum výroby: 3. 1. 2025

Šarže: KA-4817

Expirace: 3. 4. 2025

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,3±0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Streptococcus pyogenes CCM 4425	růst, beta hemolýza	vyhovuje
Streptococcus pneumoniae CCM 4501	růst, nazelenalá alfa hemolýza	vyhovuje
Staphylococcus aureus CCM 3953	růst	vyhovuje
Escherichia coli CCM 3954	růst	vyhovuje