

BD Multitest™ reagencie nabízí výběr z různých kombinací pro identifikaci a stanovení (v procentech i absolutních počtech) jednotlivých subpopulací lymfocytů.

		Total T cells	T helper cells	T cytotoxic cells	NK cells	B cells	Absolute counts
644611	BD Multitest™ 6-Color TBNK Reagent	✓	✓	✓	✓	✓	
337166	BD Multitest™ 6-Color TBNK Reagent with BD Trucount™ Tubes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
340503	BD Multitest™ IMK Kit	✓	✓	✓	✓	✓	
340504	BD Multitest™ IMK Kit with BD Trucount™ Tubes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
342417	BD Multitest™ CD3/CD8/CD45/CD4	✓	✓	✓			
342447	BD Multitest™ CD3/CD8/CD45/CD4 with BD Trucount™ Tubes	✓	✓	✓			✓
342416	BD Multitest™ CD3/CD16+CD56/CD45/CD19	✓			✓	✓	
342446	BD Multitest™ CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 with BD Trucount™ Tubes	✓			✓	✓	✓
342413	BD Tritest™ CD3/CD4/CD45	✓	✓				
342444	BD Tritest™ CD3/CD4/CD45 with BD Trucount™ Tubes	✓	✓	✓			✓
342445	BD Tritest™ CD4/CD8/CD3 with BD Trucount™ Tubes	✓	✓	✓			✓