

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Egg Yolk Emulsion

Návod k použití

Katalogové číslo: **LC5152**

Obsah soupravy: 100 ml

Skladování: při 2-8 °C

Exspirace: 6 měsíců ode dne výroby

Účel použití

Určeno pro detekci lecitinázy.

Příprava

Emulze vaječného žloutku, sterilizovaná a stabilizovaná, používaná u mikrobiologických aplikací, připravena k použití s *Bacillus cereus* Selective Agar Base (kat.č. LC1124) na identifikaci *Bacillus cereus* a pro použití s TSC Agar Base (kat.č. LC1029) pro identifikaci *Clostridium perfringens*. V obou případech je principem detekce lecitinázy.

Mezi další média, kde je používána emulze vaječného žloutku, patří: *Listeria* Agar Base Palcam (kat.č. LC1141); Mannitol Salt Agar (kat.č. LC1062).

Pokud máte zájem o více informací ohledně technického manuálu, potřebujete něco vyrobit na zakázku nebo máte zájem o návštěvu obchodního zástupce, kontaktujte svého distributora.

Výrobce:

LABORATORIOS CONDA

C/ La Forja, 9 · 28850

Torrejón de Ardoz · Madrid

tel. +34 91 761 02 00

fax. +34 91 656 82 28

www.condalab.com

Zplnomocněný zástupce výrobce v ČR:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

Tůmova 2265/60

616 00 Brno

tel.: 549 124 111

fax: 549 211 465

mail: info@biovendor.cz

www.biovendor.com