

Qualitätskontrollzertifikat

Hersteller **SIFIN** Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Berlin,
Berliner Allee 317-321, 13088 Berlin

Produkt **Enteroclon Anti-Salmonella O 28**

Artikelnummer (Packungseinheit) TR 1336 (1 ml)

Chargenbezeichnung **61 02 14**

Verwendbar bis **2019-02**

Zweckbestimmung Agglutiniert in der Objektträgeragglutination alle Salmonella-
Stämme, die das O 28-Antigen besitzen


Spezifität Keine Agglutination mit heterologen Salmonella O-Antigenen und
Salmonella H-Antigenen.

Konservierungsmittel Natriumazid 0,9 mg/ml

Lagerung 2...8 °C

Berlin,

24.03.14


Kontrollleiter